

LAMAGNETO PRO + 1 SOLENOIDE + 1 CEINTURE AURIS

Magnétothérapie à champs pulsés

LaMagneto Pro permet aussi de définir et **conserver en mémoire 10 programmes** utilisateur, ajustables au niveau de l'intensité du champ magnétique et de la fréquence du travail. En outre, ce dispositif performant permet une intensité du champ magnétique extrêmement élevée, allant jusqu'à **400 Gauss** sur les deux sorties (200 Gauss par canal), laquelle permet des traitements en profondeur, avec des temps réduits en comparaison des séances thérapeutiques habituelles. Cet appareil de magnétothérapie est également parfait pour personnes qui ont des difficultés à utiliser les dispositifs électromédicaux, grâce à la possibilité de programmer les thérapies à l'avance et de les démarrer plus tard en un seul clic.

Les bienfaits des champs magnétiques pulsés

- Réduction de la douleur des muscles, des articulations et des os causée par une inflammation, une maladie ou un traumatisme
- Apaise les tensions et favorise la détente musculaire.
- Réduction des oedèmes et stimulation de la réparation des tissus. Contribue à améliorer la microcirculation.

Caractéristiques : Magnétothérapie à champs pulsés jusqu'à 200 Gauss par canal, **63 programmes** + 10 mémoires libres personnalisables, écran couleur, fréquence de 1 à 120 Hz,

thérapies et paramètres verrouillables par mot de passe, 2 canaux de sortie indépendants, compteur des thérapies effectuées. Dispositif médical certifié CE1936.

Utilisation : Nous vous conseillons de toujours consulter un médecin au préalable pour identifier votre pathologie et vous assurer de ne faire l'objet d'aucune contre-indication. Faire des cycles d'une durée mini de 2 à 4h / jour selon la pathologie. Traitements sur 45 à 90 jours ou plus. Si nécessaire, répéter le traitement plusieurs fois dans l'année (par ex en cas d'ostéoporose, arthrose ou arthrite). Contre-indications : femmes enceintes, enfants, diabétiques, personnes atteintes de cardiopathies, de cancers, d'arythmies graves, d'épilepsie, de tuberculose, de maladies virales (en phase aiguë), mycoses et infections aiguës. Contre-indiqué également aux porteurs de pacemaker ou de prothèses magnétisables.