

Pendule WLM syst. Lymphatique

Pendule WML pour le massage lymphatique

Le pendule WML est développé avec beaucoup de soin sur base de la longueur d'onde correspondante à sa forme géométrique et à ces oscillations. La forme du pendule est renforcée à l'intérieur par la présence d'une pile radiesthésique ou accumulateur qui produit une énergie particulière.

De longue date, les recherches théoriques et pratiques menées dans le centre de recherches en radiesthésie et psychotronique de Zabrze (Pologne) a permit l'élaboration d'un pendule spécial qui possède comme propriétés d'induire un mouvement de tous les fluides corporels, en particulier la lymphe.

Indications: Le travail avec le pendule WLM prend en charge le système lymphatique et prévient la congestion du système lymphatique, les capillaires lymphatiques et des ganglions lymphatiques.

Application: La forme particulière et les substances présentes dans ce pendule produit des vibrations de guérison par ionisation et elles passent directement dans les cellules du corps.

Caractéristiques:

Diamètre:4 cm

Longueur (avec fil):+-32 cm

Hauteur (hors fil):4 cm

Poids:13 grammes (poids du pendule en bois, pile radiesthésique et substances comprises).

Remarque: le traitement énergétique avec le pendule WLM ne remplace pas le diagnostique médical ni le traitement chez un docteur en médecine.