

Tapis magnétique d'alimentation animaux Auris

Les aimants de magnétothérapie intégrés au tapis favorisent une meilleure assimilation des nutriments et contribuent au confort digestif de votre animal.

Les bienfaits du tapis magnétique :

- **Magnétise l'eau et la nourriture** pour une hydratation et une alimentation optimales
- **Adapté aux chiens et aux chats (de taille moyenne)** – Convient à la plupart des gamelles
- **Facile à nettoyer et antidérapant** pour une utilisation pratique au quotidien

Un accessoire simple pour un maximum de bienfaits

Placez simplement la gamelle de votre chien ou chat sur le tapis magnétique, et laissez la magnétothérapie agir en douceur, jour après jour.

***Contient :** 1 tapis avec 8 aimants néodyme \varnothing 25 mm intégrés, rémanence 12 200 gauss. Revêtement lavable et imperméable. 2 bandes silicone antidérapantes sur le dessous. Dimensions : 50 x 30 cm. Tapis vendu seul.*

Auris innove pour le bien-être de votre animal !

Parce que leur bien-être nous tient à cœur, Auris a conçu une solution inédite pour nos compagnons à quatre pattes : le tapis d'alimentation magnétique. Spécialement développé pour les chiens et les chats, il associe la magnétothérapie aux moments clés de la journée : les repas.

Votre animal mérite ce qu'il y a de mieux. Offrez-lui un

quotidien plus apaisé grâce à cette nouveauté exclusive.

Composition : polyester, polyuréthane, EVA, TPU.

Conseil d'entretien : laver avec une éponge à l'eau savonneuse si besoin et essuyer avec un chiffon.

Comment agit de tapis d'alimentation ?

Grâce aux champs magnétiques statiques de ses aimants, il aide à...

- Assimiler les molécules d'eau pour une meilleure hydratation*
- Assurer une meilleure oxygénation des cellules*
- Éliminer les toxines*

*Informations basées sur des études cliniques publiées

L'eau joue un rôle essentiel dans l'organisme de votre animal. Magnétiser l'eau est un geste simple et naturel qui contribue à son bien-être au quotidien. Ce tapis magnétise (la ou) les gamelles du repas / eau (du robinet ou en bouteille) en 15 minutes environ. Il suffit de **laisser en continu** (la ou) les gamelles posées sur le tapis.