

Aimants Thérapeutiques Medimag Titanium Ø25

Devenir son propre soignant, avec les coffrets d'aimants thérapeutiques Medimag, c'est simple et sans risque.

Ils permettent de traiter de nombreux problèmes simplement et efficacement. Multi-usages, on peut en attendre les mêmes bienfaits que les textiles magnéto-actifs (ceintures magnétiques Wondermag et Actiflux, épaulière magnétique Wondermag, etc).

Livrés avec 20 adhésifs hypoallergéniques dans un coffret très design et pratique pour un rangement facile. Leur notice très claire et détaillée vous guidera pour le meilleur usage.

Leur conception particulièrement étudiée : des bords arrondis qui ne marquent pas la peau pour prévenir les risques d'allergies et un repérage bien visible de la face nord ; et leur fabrication très soignée : revêtement titane bio-compatible (brevet AURIS), haute résistante à l'oxydation, en font le complice indispensable de votre bien-être.



Conseils d'utilisation : Le choix du diamètre dépend de la zone à traiter. Les aimants thérapeutiques Medimag Titanium Ø25 mm sont conseillés pour le dos ou l'épaule. Les aimants thérapeutiques Medimag s'utilisent toujours par paire(s) : un face nord et un face sud. Pour bien les placer, c'est très facile, il suffit de commencer par déterminer par simple palpation l'épicentre de la douleur. Il faut alors placer un aimants thérapeutiques Medimag Titanium Ø25 de part et d'autre de la douleur .