

# Chevillière Magnétique Auris

## Chevillière à enfiler comme une chaussette !

Souple et confortable, la chevillière magnétique offre un maintien de la cheville en exerçant une contention légère et continue à chacun de vos pas, tout en privilégiant une parfaite mobilité. Son tricotage haut de gamme et très respirant intègre 4 puissants aimants néodyme dont le champ magnétique contribue à soulager vos douleurs locales, à améliorer le confort et à préserver la liberté de mouvement. Anatomique, elle s'adapte à la cheville droite, comme à la gauche.

## Magnétothérapie Auris avec 4 aimants néodymes

Confort optimal pour la chevillière magnétique en microfibre : souple et confortable, protection du cou-de-pied, malléolaire, achilléenne et maintien de la cheville en exerçant une contention légère et continue à chacun de vos pas. Tricotage bi-composant, très respirant.

### Prise de mesure :

- Prendre la mesure 2 cm au dessus de la malléole

Guide des tailles		
Prendre la mesure 2cm au dessus de la malléole		
Réf. 24113.01	Taille S	de 18 à 20 cm
Réf. 24113.02	Taille M	de 20 à 23 cm
Réf. 24113.03	Taille L	de 23 à 25 cm
Réf. 24113.04	Taille XL	de 25 à 28 cm

# **Comment entretenir un textile magnétique ?**

- Lavable à la main ou en machine à 30°C.
- Ne pas repasser.
- Séchage à plat.

# **Aide à soulager votre fracture, entorse...**

- Arthrose.
- Fractures.
- Entorses.
- Luxation.
- Tendon d'achille.