

# CLIP ROTULIEN MAGNÉTIQUE WONDERMAG

## Amortisseur de vibrations

Il est fait pour le syndrome chondrorotulien et les instabilités rotulienne. Taille unique : 45 cm maximum de tour de sangle.

**Conseils d'utilisation :** Positionner le clip rotulien en dessous de votre rotule et ajuster-le grâce à la sangle de réglage. Le clip rotulien magnétique Wondermag est conçu pour être porté tous les jours, quelques heures ou toute la journée selon vos besoins.

## Caractéristiques

- 2 aimants thérapeutiques néodyme Ø22mm, rémanence 12 200 Gauss.
- Coussinet arrière en mousse néoprène.
- Fermeture réglable auto-agrippante.
- Sangle élastique pour plus de confort.
- Coloris noir.
- Taille unique.
- Inscrit dans le Vidal.

## Conseils d'entretien

- Lavage main à 30°C.
- Ne pas repasser.