

Coffret magnet 3800 Gauss sans support

- 2 aimants thérapeutiques céramique ø 55mm, rémanence 3800 Gauss.
- Coque élastomère antichoc.
- Dimensions de chaque magnet : 82 x 82 x 15 mm.
- Notice détaillée et illustrée.
- Attention : magnets très puissants, à manipuler avec précaution.

Réponses aux questions que vous vous posez :

- La régularité des séances de rééquilibrage est plus importante que leur durée, une séance quotidienne de quelques minutes suffit le plus souvent à se sentir bien.
- Les besoins énergétiques varient d'un jour à l'autre. La durée des séances est à adapter à son ressenti.
- Un investissement pour votre santé, les magnets conservent toute leur efficacité, quels que soient le nombre et la durée des séances.
- Compatible avec d'autres articles AURIS.

Conseils d'entretien

- Lavage à l'eau savonneuse.
- Ne pas immerger.

Pathologies :

- Fatigues.
- Stress.