

# Lomboflex vertical magnétique

Le Lomboflex vertical magnétique est tout spécialement apprécié pour sa légèreté et son confort. Discret sous les vêtements, ergonomique, il est facile à positionner. Sa conception et l'efficacité de ses 8 aimants thérapeutiques néodyme Auris en font le complice indispensable de vos activités quotidiennes, ou occasionnelles, comme la moto, le VTT, le jardinage, le bricolage, etc. Il sera très apprécié en cas de conduite, de station assise ou debout prolongée. Malin, le Lomboflex vertical peut s'adapter à d'autres parties du corps, comme la cuisse, le mollet ou le milieu du dos.

Conseils d'utilisation : Placer le Lomboflex là où vous le souhaitez, puis ajuster à l'aide de la sangle réglable. Le Lomboflex vertical magnétique peut être porté quelques heures, ou en continu, jour et nuit.

## Détails

8 aimants thérapeutiques néodyme ø 25 mm, rémanence 12 200 Gauss

1 sangle de 1,20 m x 3,8 cm.

Fermeture par bande élastique réglable.

Mousse thermoformée et lycra.

Produit mixte. Taille unique.

Coloris noir.

Réponses aux questions que vous vous posez :

On peut la porter tous les jours.

Elle s'adapte à toutes les morphologies.

Compatible avec d'autres articles AURIS.

Conseils d'entretien :

Lavage main à 30°C.

Ne pas repasser.

Pathologies :

Lombalgies chroniques.

Sciaticques.

Lumbagos.

Douleurs musculaires.

Spondylolisth sis et spondylarthrite.

Scoliose.