

# Sélénium – 500 ml – Catalyons

Eau purifiée et dynamisée, sélénite de sodium.

Analyse nutritionnelle de sélénium pour 1 bouchon : 50 µg AJR  
: 91%

(AJR = Apports Journaliers Recommandés)

Les Catalyons ne contiennent ni alcool, ni lactose, ni gluten, ni colorants de synthèse, ni parabens, ni benzoate, ni sulfites.

## Mode d'emploi

Prendre 1 bouchon le matin à jeun ou 15 min avant le repas. 1 fois par jour.

Agiter avant emploi et avaler sans diluer. A 1 heure d'écart de tout autre oligo-élément.

A conserver à l'abri de la chaleur.

Contenu du flacon = 33 bouchons

Cure renouvelable