

Spray Hygiène nasale action + (Hypertonique)

Le **Spray nasal Hypertonique** du laboratoire Quinton est une solution nasale à base d'**eau de mer micro filtrée à froid**.

Il hydrate les **muqueuses nasales** et facilite l'**élimination des écoulements nasaux**.

Recommandé également pour les soins pré et postopératoires de chirurgie nasale, le rhume, le gros rhume, la rhinite allergique, la rhinopharyngite et la rhino sinusite.

Propriétés :

- Hydratant.
- Fluidifiant.

Utilisation :

De 3 à 6 fois par jour.

Composition (pour 10 ml) :

40 % d'eau et 60 % d'eau de mer.

Conditionnement :

Spray nasal de 100 ml.

La marque :

Créé en 1905 par René Quinton, le laboratoire Quinton fabrique le "Plasma de Quinton", un sérum isotonique avec une concentration de 9 g/L.

En 1994, les recherches faites sur les propriétés de l'eau de mer donnent lieu à de nouvelles utilisations et à l'apparition des premiers sprays nasaux.

Depuis sa création, Laboratoires Quinton a soutenu une croissance durable et a constamment apporté son aide à toutes

les personnes impliquées, employés et consommateurs. Ces actions ont permis à l'entreprise de gagner différents prix en DRH et RSE.